



## Il tuo laser diodo può fare molto di più!

Sapevi che è possibile trattare molte condizioni dolorose extra orali con il tuo laser dentale?

Grazie al manipolo ad ONDA PIANA AB2799 è possibile eseguire efficacemente **biostimolazione e terapia antalgica** anche all'esterno del cavo orale.

Il manipolo ad ONDA PIANA AB2799 è stato creato da doctor smile grazie alla collaborazione con il Prof. Alberico Benedicenti, autore del testo *Atlante di Laser Terapia* (teamwork media ed.) nel quale sono descritte le molteplici applicazioni della laser terapia.

Questo manipolo emette una quantità di energia ottimale e costante su una superficie di 1 cm<sup>2</sup> per consentire una facile applicazione dei protocolli descritti. È possibile variare la distanza del manipolo dalla superficie trattata (fino a 1m) senza variane l'energia, non a contatto diretto.

Mal di testa, herpes, sinusiti, artriti, artrosi, neuralgia trigeminale, disfunzioni ATM, gomito del tennista e molte altre condizioni dolorose possono essere curate

in sicurezza e con estrema efficacia attraverso ripetuti cicli di applicazione nelle sedi di maggiore proiezione algica.

Il manipolo ONDA PIANA AB2799 è disponibile per il Wiser, Wiser Hygiene, Simpler e per altri laser a diodo su richiesta.

