

Sealver GEL

DON'T
FEAR THE
SEALVER



Liberi dall'ipersensibilità dentinale in soli 3 minuti.

Sensitive
Professional
Repair

doctor-smile.com
info@doctor-smile.com

 **DOCTOR
SMILE**
INNOVATION HAS A NAME

Sealver GEL

ADDIO ALLA SENSIBILITÀ DENTINALE

Quanti pazienti mostrano evidente ipersensibilità dentinale e non sanno come risolvere questa situazione?

La risposta esiste, ed è rapida, indolore e con garanzia di sorriso alla fine del trattamento. Con **Sealver GEL** è possibile far dimenticare questo disagio ai pazienti in soli 3 minuti: grazie alla sua azione localizzata, il gel attivato dall'energia laser desensibilizza e sigilla i tubuli dentinali responsabili del disagio, proteggendo smalto e dentina dal doloroso fastidio.

Il beneficio di **Sealver GEL** è immediato, trasmettendo serenità al paziente grazie a un breve trattamento. Un servizio extra che può fare la differenza anche nelle fasi successive allo sbiancamento dentale.

Sealver GEL è un prodotto professionale per l'ipersensibilità dentinale, abbinato ai laser a diodo della linea Doctor Smile.

Evitare di bere e mangiare nei 30 minuti successivi al trattamento per il miglior risultato clinico.

Ogni confezione contiene:

1 siringa singola da 3 ml di soluzione 2 tip di applicazione



Sensitive
Professional
Repair



CODICE PRODOTTO
L P LDS 001.1

Health & Beauty Oasis Srl | Made in Italy